

COMPONENTI PROTESICHE PER IMPIANTI FC

		Monconi a Sfera	Codice
Moncone Sfera Altezza 1 mm			F1-CBALL01
Moncone Sfera Altezza 3 mm			F1-CBALL03
Moncone Sfera Altezza 5 mm			F1-CBALL05
		Monconi Octa	Codice
Octa Altezza 1 mm			F1-OCT1
Octa Altezza 2 mm			F1-OCT2
Octa Altezza 3 mm			F1-OCT3
Octa Altezza 4 mm			F1-OCT4
		Chiave di Montaggio per Octa Dritti e Multiunit Dritti	Codice
Chiave di Montaggio			F1-MUAV
		Octa Angolati	Codice
Octa Angolato 17°			F1-OCT17
Octa Angolato 30°			F1-OCT30
Posizionatore			F1-MUOCPOS
		Vite di Guarigione per octa e Mua	Codice
Vite di Guarigione			F1-VGSMU
		Analogo per Octa e Mua	Codice
Analogo			F1-ANAMU
		Transfert Octa e Mua	Codice
Transfert			F1-TRAMU
		Accessori	Codice
Calcinabile per Octa e Mua			F1-MUCC
Moncone Titanio per Octa e Mua			F1-MUMT
Vite associata			F1-VMU16



	Su Implanto	Su Multiunit Angolati
Vite di guarigione	15/20Ncm	-
Viti Passanti Monconi Ti	30/35 Ncm	15Ncm
Ball Abutment OT Equator	20/25 Ncm	-
Viti per componenti Impronta	15Ncm	10/12Ncm
Multiunit Dritti	20/25Ncm	

Barra per All on Four
Cod. F1 - BTK

CE 0068 CE 0476
ISO 9001-2008 ISO13485-2012


Una Riflessione

Ogni capolavoro ha due facce, una è rivolta al proprio tempo e una al futuro, verso l'eternità.

Daniel Baremboin

Design

FUTUR
IMPLANT
IL FUTURO A PORTATA DI MANO





COMPONENTI PROTESICHE
www.futurimplant.it


COMPONENTI PROTESICHE PER IMPIANTI FC

		Viti di Guarigione	Codice
Altezza 3 mm			F1-CGS3
Altezza 5 mm			F1-CGS5
Altezza 7 mm			F1-CGS7
		Transfert da Impronta	Codice
Transfert da Impronta per cucchiaio aperto			F1-CTRA16
Vite per transfert da impronta			F1-VTR
		Analogo da Gesso	Codice
Analogo da Gesso			F1-CANA16
		Monconi Dritti in Titanio	Codice
Moncone dritto profilo 4,5 - altezza 3 mm			F1-CO30
Moncone dritto profilo 4,5 - altezza 5 mm			F1-CO50
Moncone dritto profilo 6 - altezza 2 mm			F1-CO20
Moncone dritto profilo 6 - altezza 4 mm			F1-CO40
		Monconi Calcinabili	Codice
Moncone Calcinabile			F1-CAL16
Moncone Calcinabile Base Titanio			F1-CAL116
		Monconi Angolati	Codice
Moncone Agolato 15°H2			F1-CAN152
Moncone Agolato 15°H4			F1-CAN154
Moncone Agolato 25°H2			F1-CAN252
Moncone Agolato 25°H4			F1-CAN254
		Vite Passante	Codice
Vite Passante			F1-CVM16


COMPONENTI DA IMPRONTA PER IMPIANTI F1 - F2



Transfer da Impronta	Codice Art.	Dimensione H	Dimensione h
	F1-TRA16	11 mm	18 mm
		Vite associata F1-TRA16 Codice : F1-VSTRA16	
	F1-TRR	Transfert da impronta no esagono	
	F1-TRAS01K	Moncone da impronta a strappo	
	F1-CAS01K	Cappetta da impronta per moncone F1-TNS01K	

Analogo impianto da gesso



Analogo da Gesso	Codice Art.	Dimensione H	Diametro d
	F1-ANA16	12 mm	3,75 mm

COMPONENTI PROTESICHE PER IMPIANTI F1 - F2

Monconi Dritti			
Moncone stretto	Codice Art.	Dimensione H	Emergenza D
	F1-CTP16	11,5 mm	Ø 3,75 mm
		Vite associata Codice : F1-VS7818	
Moncone a Finire	Codice Art.	Dimensione H	Emergenza D
	F1-MAC16	11,5 mm	Ø 4,8 mm
	F1-WMAC16	11,5 mm	Ø 6 mm
		Vite associata Codice : F1-VS7818	

Moncone a Spalla	Codice Art.	Dimensione H	Dimensione h	Emergenza D
	F1-0020	9,5 mm	2mm	Ø 5,5 mm
	F1-0040	11,5 mm	4mm	Ø 5,5 mm
	F1-S20	9,5 mm	2 mm	Ø 4,8 mm
	F1-S40	11,5 mm	4 mm	Ø 4,8 mm
	F1-TRAS01K	10 mm	4 mm	Ø 4,8 mm
	F1-CTPR	13 mm	1 mm	Ø 3,75 mm

COMPONENTI PROTESICHE PER IMPIANTI F1 - F2

Moncone Provvisorio Peek	Codice Art.	ES	Dimensione H	Dimensione h	Emergenza D
	F1-PEEK	SI	11,5 mm	4 mm	Ø 5,5 mm
		Vite associata Codice : F1-VS7818			
Monconi Angolati Titanio	Codice Art.	Angolo α°	Dimensione H	Dimensione h	Emergenza D
	F1-AN151	15°	9 mm	1mm	Ø 5 mm
	F1-AN153	15°	11 mm	3mm	Ø 5 mm
	F1-AN251	25°	9 mm	1mm	Ø 5 mm
	F1-AN253	25°	11 mm	3mm	Ø 5 mm
	F1-AN302	30°	11 mm	2mm	Ø 5 mm
		Vite associata Codice : F1-VS7818			
Moncone Calcinabile con base Metallo	Codice Art.	Dimensione H	Dimensione h	Diametro d	Emergenza D
	F1 - TICCN16	9,8 mm	2mm	Ø 2,6 mm	Ø 5,6 mm
		Vite associata Codice : F1-VS7818			
Moncone Calcinabile	Codice Art.	ES	Dimensione H	Dimensione h	Emergenza D
	F1-CCR16	NO	13,5 mm	2,5mm	Ø 4,5 mm
	F1-CCN16	SI	13,5 mm	2,5mm	Ø 4,5 mm
		Vite associata Codice : F1-VS7818			

Vite di Guarigione Standard	Codice Art.	Dimensione H	Diametro D
	F1 - VGS2	2 mm	Ø 4,8 mm
	F1 - VGS3	3 mm	Ø 4,8 mm
	F1 - VGS4	4 mm	Ø 4,8 mm
	F1 - VGS5	5 mm	Ø 4,8 mm
Vite di Guarigione wide	Codice Art.	Dimensione H	Diametro D
	F1 - WGS3	3 mm	Ø 5,5 mm
	F1 - WGS4	4 mm	Ø 5,5 mm
	F1 - WGS5	5 mm	Ø 5,5 mm


OVER DENTURE PER IMPIANTI F1 - F2

Ball Abutment	Codice Art.	Dimensione h	Diametro d	Emergenza D
	F1-BALL01	1 mm	2,5 mm	Ø4 mm
	F1-BALL02	2 mm	2,5 mm	Ø4 mm
	F1-BALL03	3 mm	2,5 mm	Ø4 mm
	F1-BALL04	4 mm	2,5 mm	Ø4 mm
	F1-BALL05	5 mm	2,5 mm	Ø4 mm
Ball Abutment Angolata	F1-BALL15	Ball Abutment angolato 15°		
	F1-BALL25	Ball Abutment angolato 25°		

Over denture RHEIN

descrizione		Codice Art.	Dimensione H	Diametro D
Contenitore per guaina		CA001	3,2mm	Ø 5mm
Guaine		CN001	3,mm	Ø 4mm
		CN002	3,mm	Ø 4mm

OT Equator RHEIN

Abutment OT	Codice Art.	Dimensione H	Diametro D
	F1-OT05	0,5 mm	Ø 3,5mm
	F1-OT 1	1 mm	Ø 3,5mm
	F1-OT 2	2 mm	Ø 3,5mm
Composizione Confezione	F1-OT 3	3 mm	Ø 3,5mm
	F1-OT 4	4 mm	Ø 3,5mm
	F1-OT 5	5 mm	Ø 3,5mm
	F1-OT 6	6 mm	Ø 3,5mm
	F1-OT 7	7 mm	Ø 3,5mm
 Codice accessorio : F1-OTAV			

OT Guaine

descrizione		Codice Art.	Descrizione
Contenitore per guaina		F1-C12	Contenitore
Guaine		F1-CBST4	Tenuta standard (1.8 Kg)
		F1-CRS4	Tenuta soft (1.2 Kg)
		F1-CGE4	Tenuta extra soft (0,6 Kg)
		F1-CVF4	Tenuta Forte (2.7 Kg)
		F1-CNL4	Da laboratorio


MONCONI MULTIUNIT PER IMPIANTI F1 - F2


Multiunit Dritti	Codice Art.	Dimensione h	Emergenza D
	F1-MU01	1 mm	Ø 5 mm
	F1-MU02	2 mm	Ø 5 mm
	F1-MU03	3 mm	Ø 5 mm
	F1-MU04	4 mm	Ø 5 mm
		Accessorio Codice : F1- MUAV	

Monconi Angolati



Multiunit Angolati	Codice Art.	Angolo α°	Dimensione H	Diametro D
	F1-MU17	17°	3 mm	Ø 5mm
	F1-MU30	30°	3 mm	Ø 5mm
	F1-MU45	45°	3 mm	Ø 5mm
		Vite associata Codice : F1-VSM6918		

Impronta Monconi Multiunit

Transfer da Impronta	Codice Art.	Dimensione H	Diametro D
	F1-TRAMU	10,5 mm	Ø 5 mm
		Vite associata Codice : F1-VSTNM	
Analogo	Codice Art.	Dimensione H	Diametro
	F1-ANAMU	13 mm	Ø 5mm

Vite guarigione Ti	Codice Art.	Dimensione H	Diametro D
	F1-VGSMU	4,5 mm	Ø 5mm

Monconi Calcinabili Monconi Ti

Moncone Calcinabile	Codice Art.	Dimensione H	Diametro
	F1-MUCC	12,3 mm	Ø 5mm
		Vite associata Codice : F1-VMU16	
Moncone Ti	Codice Art.	Dimensione H	Diametro
	F1-MUMT	12,3 mm	Ø 5mm
		Vite associata Codice : F1-VMU16	